




Aides à l'intubation

Mandrins / Guides / Guide échangeur

S-Guide

Guide d'intubation malléable pour la gestion des voies aériennes difficiles

Caractéristiques



Extrémité souple et atraumatique

- Préformée
- En couleur :
 - Pour une meilleure visualisation dans les structures de la glotte
 - Pour une identification facile des tailles

Oxygénation* (11 Fr et 15 Fr)

- Extrémité distale du S-Guide avec trois orifices, afin d'assurer un débit approprié de l'oxygène
- Fourni avec deux types de connecteurs oxygène

Malléabilité

- Malléabilité et rigidité pour pouvoir préformer et manœuvrer la sonde trachéale
- Le marquage noir des tailles 11 Fr et 15 Fr indique la position idéale pour la mise en forme de la sonde trachéale

Informations
pour
commander

S-Guide / Deux types de connecteurs O₂ inclus (11 Fr et 15 Fr), usage unique, stérile

Taille	Longueur	Marques en centimètres	Pour les sondes trachéales	REF	Box
8 Fr	40 cm	5 à 30 cm	D.I. ≥ 3.0 mm	33-92-400-1	5
11 Fr	65 cm	5 à 40 cm	D.I. ≥ 4.5 mm	33-91-650-1	5
15 Fr	65 cm	5 à 40 cm	D.I. ≥ 6.0 mm	33-90-650-1	5

*Oxygénation est possible avec les tailles 11 Fr et 15 Fr. Oxygénation est impossible avec la taille 8 Fr.

Information
supplémentaire



Vidéo d'application



Brochure



Recommandation d'utilisation



Bibliographie commentée

/ i-Bougie

Le guide d'intubation polyvalent, solution pour l'intubation difficile

Caractéristiques




Extrémité distale atraumatique

- Design arrondi et béquillé avec ouvertures latérales



Oxygénation

- Permet la diffusion de l'oxygène à travers les ouvertures latérales de l'extrémité distale
- Fourni avec deux types de connecteurs oxygène



Malléabilité

- Le matériau permet de modeler l'i-Bougie
- Marques en centimètres de 5 à 40 cm
- Surface lisse et glissante pour faciliter l'introduction de la sonde trachéale



Informations
pour
commander

i-Bougie / Deux types de connecteurs O₂ inclus, usage unique, stérile

Taille	Longueur	Marques en centimètres	Pour les sondes trachéales	REF	Box
14 Fr	70 cm	5 à 40 cm	D.I. ≥ 6.0 mm	33-70-700-1	5

Information
supplémentaire



Vidéo d'application



Brochure





Bibliographie commentée

X-Changer

Guide échangeur pour maintenir l'accès aux voies aériennes pendant l'échange de sonde trachéale



Caractéristiques



Extrémité souple et atraumatique

- L'extrémité émoussée est flexible et atraumatique
- Code couleur pour une identification facile des tailles

Oxygénation

- Guide creux avec ouvertures latérales pour l'arrivée d'oxygène
- Fourni avec deux types de connecteurs oxygène

Marques en centimètres

- Pour un repérage aisé de la profondeur d'insertion
- Permettent un alignement et une orientation de la sonde trachéale

3 mm



Length 80 cm

VBM

CE 0123

Informations
pour
commander

X-Changer / Deux types de connecteurs O2 inclus, usage unique, stérile

Taille	Longueur	Marques en centimètres	Pour les sondes trachéales	REF	Box
11Fr	80 cm	5 à 40 cm	D.I. \geq 4.0 mm	33-42-800-1	5
14Fr	80 cm	5 à 40 cm	D.I. \geq 5.0 mm	33-41-800-1	5
19Fr	80 cm	5 à 40 cm	D.I. \geq 7.0 mm	33-40-800-1	5

Information
supplémentaire



Vidéo d'application





Brochure



Bibliographie commentée

/ Pocket Introducer

Le guide le plus compact pour faciliter l'intubation dans le cas de voies aériennes difficiles



Caractéristiques

Extrémité

- L'extrémité arrondie et béquillée est atraumatique
- Extrémité distale malléable

Clics d'assemblage

- Replié à 20 cm, dépliable à 65 cm en seulement 3 clics
- Les assemblages sont définitifs et ne peuvent pas être défaits
- Marques en centimètres de 10 à 40 cm

Petit encombrement possible

- La solution de rangement idéale pour les sacs d'urgence, les hélicoptères, les blouses de médecin, les chariots d'urgence, etc.
- Prêt à l'emploi en quelques secondes



Information
pour
commander

Pocket Introducer / Usage unique, stérile

Taille	Longueur	Marques en centimètres	Pour les sondes trachéales	REF	Box
15Fr	65 cm	10 à 40 cm	D.I. ≥ 6.0 mm	33-80-650-1	5

Pocket Introducer / Dans une coque plastique rigide, usage unique, stérile

Taille	Longueur	Marques en centimètres	Pour les sondes trachéales	REF	Box
15Fr	65 cm	10 à 40 cm	D.I. ≥ 6.0 mm	33-81-650-1	1

Information
supplémentaire



Vidéo d'application



Bibliographie commentée



Coque plastique

/ Mandrin

Le mandrin d'intubation permet de préformer la sonde trachéale

Caractéristiques

Punta

- Extrémité souple et atraumatique

Versions

- Sans raccord en silicone
- Avec raccord coulissant en silicone pour permettre de fixer la sonde trachéale



Informations
pour
commander

Mandrin / Réutilisable

Taille	Longueur	D.E.	Pour les sondes trachéales	Sans raccord en silicone	Box	Avec raccord coulissant en silicone (D.I. 15 mm)	Box
Petit	34 cm	2.0 mm	D.I. 2.5 – 3.5 mm	REF 90-10-111	25	REF 90-10-001	10
Moyen	38 cm	3.0 mm	D.I. 4.0 – 4.5 mm	REF 90-10-222	25	REF 90-10-002	10
Grand	45 cm	4.0 mm	D.I. 5.0 – 6.5 mm	REF 90-10-333	25	REF 90-10-003	10
Grand	45 cm	5.5 mm	D.I. 7.0 – 11.0 mm	REF 90-10-444	25	REF 90-10-004	10

Information
supplémentaire



Bibliographie commentée

Information
supplémentaire



Vous trouverez notre gamme complète sur **www.vbm-medical.de**

Vous trouverez ici notre médiathèque avec des informations supplémentaires telles que des vidéos d'application, des brochures, des flyer, etc.

Les dispositifs médicaux dans ce document publicitaire sont fabriqués sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.
Les dispositifs médicaux dans ce document publicitaire ne contiennent aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.

VBM **Medizintechnik GmbH**

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel. : +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail : sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Suivez-nous sur :



CE 0123
FLY013_6.0_FR