



Sistemas de Torniquetes

Aparatos de torniquete con manguitos y accesorios

/ Tourniquet Touch TT20 / TT15



El Tourniquet Touch TT20 es un aparato de isquemia eléctrica. Regula la presión de los manguitos torniquetes, que ocluyen temporalmente el flujo sanguíneo y manteniendo así un campo libre de sangre en extremidades superiores e inferiores. Innovaciones en la facilidad de uso, como los botones de selección rápida o el sistema de alarma especial, simplifican el uso del equipo y garantizan la seguridad del paciente. La interfaz del sistema es fiable e intuitiva y permite un mantenimiento sencillo para el ingeniero biomédico (calibración, autodiagnóstico, prueba de fugas). La batería de iones de litio integrada permite una autonomía de unas 8 h.

Tourniquet Touch TT20 con dos canales de manguitos

Para el uso con un manguito simple, dos manguitos simples o un manguito doble.

Tourniquet Touch TT15 con un canal de manguito y un canal de irrigación

Para el uso de un manguito simple y la bolsa de infusión.

Informaciones
de pedido

Tourniquet Touch TT20 / Con tubo de conexión espiral de 3.0 m (azul y rojo), 100 - 240 VAC, altura 186 mm, anchura 263 mm, profundidad 226 mm, 4.5 kg

| REF | Box |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|-----------|---|
| 01-20-000 | 1 |
|-----------|---|

Tourniquet Touch TT15 / Con tubo de conexión espiral de 3.0 m (azul y negro), 100 - 240 VAC, altura 186 mm, anchura 263 mm, profundidad 226 mm, 4.5 kg

| REF | Box |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|-----------|---|
| 01-15-000 | 1 |
|-----------|---|

Soporte móvil con cesta / 4 ruedas con freno (2 ruedas con conductividad eléctrica), altura 939 mm, anchura 400 mm, profundidad 400 mm, 8.2 kg

| REF | Box |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|-----------|---|
| 01-00-100 | 1 |
|-----------|---|

Informaciones
adicionales

Video explicativo



Folleto

/ Tourniquet Dispo Cuff

Manguito, de un solo uso



El Tourniquet Dispo Cuff es un manguito para torniquetes, de un solo uso, estéril y diseñado para el uso especial en intervenciones contaminadas, para prevenir así contra las infecciones intrahospitalarias. El manguito está disponible en forma recta (para extremidades superiores pequeñas o medianas), en forma cónica (principalmente para extremidades inferiores cónicas) y en diferentes tamaños con un código de color, para la selección óptima del manguito.



Informaciones
de pedido**Tourniquet Dispo Cuff /** Manguito simple, de un solo uso, estéril

| Longitud | Anchura | Color | Una conexión | Dos conexiones | Box |
|----------|---------|-------|---------------------|---------------------|-----|
| 20 cm | 5 cm | - | REF 20-34-700SLZ-1 | REF 20-36-700SLZ-1 | 10 |
| 30 cm | 6 cm | ■ | REF 20-34-710SLZ-1 | REF 20-36-710SLZ-1 | 10 |
| 35 cm | 8 cm | ■ | REF 20-34-711SLZ-1 | REF 20-36-711SLZ-1 | 10 |
| 46 cm | 10 cm | ■ | REF 20-34-712SLZ-1 | REF 20-36-712SLZ-1 | 10 |
| 46 cm | 12 cm | ■ | REF 20-34-715SLZ-1* | REF 20-36-715SLZ-1* | 10 |
| 61 cm | 12 cm | ■ | REF 20-34-722SLZ-1* | REF 20-36-722SLZ-1* | 10 |
| 76 cm | 12 cm | ■ | REF 20-34-727SLZ-1* | REF 20-36-727SLZ-1* | 10 |
| 86 cm | 12 cm | ■ | REF 20-34-728SLZ-1* | REF 20-36-728SLZ-1* | 10 |
| 107 cm | 12 cm | ■ | REF 20-34-729SLZ-1* | REF 20-36-729SLZ-1* | 10 |

Tourniquet Dispo Cuff / Manguito doble, de un solo uso, estéril

| Longitud | Anchura | Color | REF | Box |
|----------|---------|-------|----------------|-----|
| 30 cm | 12 cm | ■ | 20-30-710SLZ-1 | 10 |
| 46 cm | 15 cm | ■ | 20-30-712SLZ-1 | 10 |
| 61 cm | 15 cm | ■ | 20-30-722SLZ-1 | 10 |

*Forma cónica

Tubo de prolongación / De un solo uso, estéril

| Longitud | REF | Box |
|----------|-------------|-----|
| 100 cm | 20-39-100-1 | 5 |

Informaciones
adicionales

Aplicación en el brazo



Aplicación en la pierna



Folleto

/ Tourniquet Wipe Cuff

Manguito, reutilizable mediante desinfección manual con toallitas












El Tourniquet Wipe Cuff es un manguito reutilizable hecho de material altamente resistente y adecuado para la reutilización después de la desinfección. El manguito está disponible en forma recta (para extremidades superiores pequeñas o medianas), en forma cónica (principalmente para extremidades inferiores cónicas) y en diferentes tamaños con un código de color, para la selección óptima del manguito.

El código UDI y el número de serie permiten la trazabilidad del producto y el seguimiento de cada uso.






Informaciones de pedido

Tourniquet Wipe Cuff / Manguito simple, reutilizable

| Longitud | Anchura | Color | REF | Box |
|----------|---------|---|------------|-----|
| 20 cm | 7 cm |  | 20-75-700 | 1 |
| 30 cm | 8 cm |  | 20-75-710 | 1 |
| 35 cm | 8 cm |  | 20-75-711 | 1 |
| 46 cm | 10 cm |  | 20-75-712 | 1 |
| 46 cm | 12 cm |  | 20-75-715* | 1 |
| 61 cm | 12 cm |  | 20-75-722* | 1 |
| 76 cm | 12 cm |  | 20-75-727* | 1 |
| 86 cm | 12 cm |  | 20-75-728* | 1 |
| 107 cm | 12 cm |  | 20-75-729* | 1 |

Tourniquet Wipe Cuff / Manguito doble, reutilizable

| Longitud | Anchura | Color | REF | Box |
|----------|---------|---|-----------|-----|
| 30 cm | 12 cm |  | 20-77-710 | 1 |
| 46 cm | 15 cm |  | 20-77-712 | 1 |
| 61 cm | 15 cm |  | 20-77-722 | 1 |

*Forma cónica

Informaciones adicionales



Aplicación en el brazo



Aplicación en la pierna




Folleto

/ Tourniquet Silicone Cuff

Manguito, reutilizable mediante reprocesamiento automático



El Tourniquet Silicone Cuff es un manguito de torniquete reutilizable fabricado con material duradero y resistente y apto para un uso repetido tras su esterilización en autoclave de vapor a una temperatura de 134°C durante 5 minutos. El manguito está disponible en forma recta (para extremidades superiores pequeñas o medianas), en forma cónica (principalmente para extremidades inferiores cónicas) y en diferentes tamaños con un código de color, para la selección óptima del manguito. El código UDI y el número de serie permiten la trazabilidad del producto y el seguimiento de cada uso.



Informaciones de pedido

Tourniquet Silicone Cuff / Manguito simple, reutilizable, autoclavable

| Longitud | Anchura | Color | REF | Box |
|----------|---------|-------|------------|-----|
| 20 cm | 2.5 cm | - | 20-64-700 | 1 |
| 30 cm | 4.5 cm | ■ | 20-64-710 | 1 |
| 35 cm | 7 cm | ■ | 20-64-611 | 1 |
| 46 cm | 8.5 cm | ■ | 20-64-612 | 1 |
| 46 cm | 11 cm | ■ | 20-64-512* | 1 |
| 61 cm | 11 cm | ■ | 20-64-522* | 1 |
| 76 cm | 11 cm | ■ | 20-64-527* | 1 |
| 86 cm | 11 cm | ■ | 20-64-528* | 1 |

Tourniquet Silicone Cuff / Manguito doble, reutilizable, autoclavable

| Longitud | Anchura | Color | REF | Box |
|----------|---------|-------|-----------|-----|
| 30 cm | 8 cm | ■ | 20-60-710 | 1 |
| 46 cm | 12.5 cm | ■ | 20-60-712 | 1 |
| 61 cm | 12.5 cm | ■ | 20-60-722 | 1 |

*Forma cónica

Tapón / Para Toruniquet Silicone Cuff, reutilizable

| REF | Box |
|-----------|-----|
| 22-60-111 | 5 |

Informaciones adicionales



Aplicación en el brazo



Aplicación en la pierna



Folleto

/ Cinta métrica


A la selección de los manguitos torniquetes de VBM

- La codificación de colores facilita la selección de los tamaños

Informaciones
de pedido

Cinta métrica / De un solo uso

| REF | Box |
|-----------|-----|
| 20-95-222 | 50 |



/ Tourniquet Sleeve


Para la protección del paciente

- Protege la piel por debajo del manguito
- Reduce arrugamientos, pillarse la piel y fuerza cortante sobre los tejidos blandos

Informaciones
de pedido

Tourniquet Sleeve / De un solo uso

| Extremidad | Color | Embalaje limpio | Embalaje estéril | Box |
|-------------|-------|-----------------|------------------|-----|
| 13 - 18 cm | □ | REF 23-00-700 | REF 23-00-700-1 | 10 |
| 18 - 27 cm | ■ | REF 23-00-710 | REF 23-00-710-1 | 10 |
| 25 - 32 cm | ■ | REF 23-00-711 | REF 23-00-711-1 | 10 |
| 32 - 43 cm | ■ | REF 23-00-712 | REF 23-00-712-1 | 10 |
| 43 - 57 cm | ■ | REF 23-00-722 | REF 23-00-722-1 | 10 |
| 57 - 69 cm | ■ | REF 23-00-727 | REF 23-00-727-1 | 10 |
| 69 - 79 cm | ■ | REF 23-00-728 | REF 23-00-728-1 | 10 |
| 79 - 100 cm | ■ | REF 23-00-729 | REF 23-00-729-1 | 10 |



/ Tourniquet Drape



Para la protección del paciente

- Aísla el manguito del campo estéril
- Protege contra la acumulación de líquidos debajo del manguito y protege al paciente de quemaduras asociadas con la preparación de la piel

Informaciones
de pedido

Tourniquet Drape / De un solo uso

| Extremidad | Embalaje limpio | Box | Embalaje estéril | Box |
|------------|-----------------|-----|------------------|-----|
| 18 - 45 cm | REF 24-00-100 | 40 | REF 24-00-100-1 | 10 |
| 40 - 80 cm | REF 24-00-200 | 40 | REF 24-00-200-1 | 10 |



/ Cuff Cover

Para la protección del manguito

- Protege el manguito contra suciedad

Informaciones
de pedido

Cuff Cover / De un solo uso

| Extremidad | Tamaño | Embalaje limpio | Embalaje estéril | Box |
|------------|---------|-----------------|------------------|-----|
| 18-43 cm | Pequeño | REF 20-11-111 | REF 20-11-111-1 | 50 |
| 40-61cm | Mediano | REF 20-11-333 | REF 20-11-333-1 | 50 |
| 58-81 cm | Grande | REF 20-11-222 | REF 20-11-222-1 | 50 |



Vendas de Esmarch

Para la exsanguinación

- Disponible en 4 tamaños
- Hecho de goma sintética y libre de talco para evitar posibles reacciones alérgicas
- Superficie con textura para un buen agarre
- Propiedades elásticas para fácil envolver
- Robusto y resistente al desgarro


Informaciones de pedido

Venda de Esmarch / De un solo uso, embalaje estéril, color: azul claro

| Anchura | Longitud | REF | Box |
|---------|----------|-------------|-----|
| 6 cm | 365 cm | 20-21-060-1 | 10 |
| 8 cm | 365 cm | 20-21-080-1 | 10 |
| 10 cm | 365 cm | 20-21-100-1 | 10 |
| 15 cm | 365 cm | 20-21-150-1 | 10 |

Venda de Esmarch / Reutilizable, autoclavable, color: azul marino

| Anchura | Longitud | REF | Box |
|---------|----------|-----------|-----|
| 6 cm | 500 cm | 20-20-060 | 5 |
| 8 cm | 500 cm | 20-20-080 | 5 |
| 10 cm | 500 cm | 20-20-100 | 5 |
| 15 cm | 500 cm | 20-20-150 | 5 |








/ Manguito Roll-On


Para la exsanguinación

- Facilita una exsanguinación fácil y rápida en pocos segundos
- Sistema de exsanguinación inflable
- 100% silicona de grado médico
- Método rápido y eficaz
- Gama completa con diferentes tamaños disponibles

Informaciones
de pedido

Manguito Roll-On / Reutilizable

| Tamaño | Extremidad | Color | REF | Box |
|--------|------------|---|-----------|-----|
| 2 | 26 - 33 cm |  | 21-95-712 | 1 |
| 3 | 31 - 40 cm |  | 21-95-719 | 1 |
| 4 | 38 - 49 cm |  | 21-95-722 | 1 |
| 5 | 47 - 60 cm |  | 21-95-727 | 1 |
| 6 | 58 - 70 cm |  | 21-95-729 | 1 |



/ Bolsas de infusión a presión

Administra grandes cantidades de líquido para la irrigación del campo quirúrgico



Classic Infusor

Con cremallera, permite la inserción de diferentes formas de las bolsas de suero.



Clear Infusor

Visión clara de 360° de la bolsa de suero y el nivel del contenido.



Dispo Infusor

Con gancho, para la fijación ajustable de las diferentes bolsas de suero.

Informaciones
de pedido

Classic Infusor / Reutilizable

| Versión | 3000 / 5000 ml | Box |
|---|----------------|-----|
| Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro | REF 58-08-300 | 1 |
| Con conexión Luer Lock | REF 58-01-300 | 1 |



Vídeo explicativo



Folleto

500 ml y 1000 ml disponibles a petición.

Clear Infusor / Reutilizable

| Versión | 3000 ml | Box |
|---|---------------|-----|
| Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro | REF 57-08-300 | 1 |
| Con conexión Luer Lock | REF 57-01-300 | 1 |



Vídeo explicativo



Folleto

500 ml y 1000 ml disponibles a petición.

Dispo Infusor / Para el uso en un solo paciente

| Versión | 3000 ml | Box |
|--|---------------|-----|
| Con pera de inflado, llave de tres vías y indicador de presión con código de color | REF 56-02-300 | 5 |
| Con conexión Luer Lock | REF 56-01-300 | 5 |



Vídeo explicativo



Folleto

500 ml y 1000 ml disponibles a petición.

/ Torniquete manual



Los torniquete manual son torniquetes que operan de forma manual. Regulan la presión de un manguito de torniquete que ocluye temporalmente el flujo sanguíneo de la extremidad superior o inferior de un paciente para crear un campo quirúrgico libre de sangre.

La pera de inflado con manómetro permite un uso autónomo sin la conexión a una fuente de energía y aire comprimido.

Torniquete manual / Pera de inflado con manómetro, rango de presión hasta 600 mmHg

Con tubo de conexión espiral azul y conector de bloqueo positivo

Con tubo de conexión espiral rojo y conector de bloqueo positivo

Box

REF 20-18-601

REF 20-18-602

1

Informaciones
adicionales



Para más información sobre nuestra gama completa de productos visite nuestra página web www.vbm-medical.de
Ahí encontrarán nuestra mediateca con informaciones adicionales como videos, folletos, flyer, etc.

Los productos médicos en este material publicitario son fabricados sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.
Los productos médicos en este material publicitario no contienen ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.

VBM **Medizintechnik GmbH**

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

Síguenos en Redes Sociales:



CE / CE 0123

FLY016_3.0_ES