

Sistemas de Torniquetes



Torniquetes eléctricos / Torniquete manual / Manguitos para torniquetes
Artículos de consumo para torniquetes / Infusión a presión



Para más información sobre nuestra gama completa de productos visite nuestra página web www.vbm-medical.de
Ahí encontrarán nuestra mediateca con informaciones adicionales como videos, folletos, etc.

Advertencia:

Este material publicitario contiene información sobre la gama completa de los productos médicos de VBM. Para confirmar si un producto está disponible o registrado, rogamos contactar con el representante de VBM.

Los productos médicos en este catálogo son fabricados sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario. Los productos médicos en este catálogo no contienen ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| | Torniquetes eléctricos | |
| Tourniquet Touch® TT20 | | Página 4 – 6 |
| Tourniquet Touch® TT15 | | |
| | Torniquete manual | |
| Torniquete manual | | Página 7 |
| | Manguitos para torniquetes | |
| Tourniquet Dispo Cuff | | Página 8 – 10 |
| Tourniquet Wipe Cuff | | |
| Tourniquet Silicone Cuff | | |
| | Artículos de consumo para torniquetes | |
| Cinta métrica | | Página 11 – 12 |
| Tourniquet Sleeve | | |
| Tourniquet Drape | | |
| Cuff Cover | | |
| Vendas de Esmarch | | |
| Manguito Roll-On | | |
| | Infusión a presión | |
| Classic Infusor | | Página 13 – 16 |
| Clear Infusor | | |
| Dispo Infusor | | |

/ Tourniquet Touch® TT20 / TT15

Para regular de forma segura la oclusión del flujo sanguíneo durante la cirugía de extremidades

El Tourniquet Touch® es un aparato de isquemia eléctrica. Regula la presión de los manguitos torniquetes, que ocluyen temporalmente el flujo sanguíneo y manteniendo así un campo libre de sangre en extremidades superiores e inferiores. Innovaciones en la facilidad de uso, como los botones de selección rápida o el sistema de alarma especial, simplifican el uso del equipo y garantizan la seguridad del paciente. La interfaz del sistema es fiable e intuitiva y permite un mantenimiento sencillo para el ingeniero biomédico (calibración, autodiagnóstico, prueba de fugas).

Tourniquet Touch® TT20 con dos canales de manguitos

Para el uso con un manguito simple, dos manguitos simples o un manguito doble.

Tourniquet Touch® TT15 con un canal de manguito y un canal de irrigación

Para el uso de un manguito simple y la bolsa de infusión.



Tourniquet Touch® TT20

Tourniquet Touch® TT15

Especificaciones

Display

- 8 pulgadas (800 x 480 pixel)
- Ángulo de visión alto (170°)
- Baja reflexión, mate, anti reflectante

Batería

- Iones de litio (14.4 V - 93.6 Wh)
- Autonomía hasta 8 h

Puerto USB

- Actualización del software
- Archivo del protocolo para análisis del aparato

Pantalla táctil

- Cristal de calidad suprema 100%
- Limpieza y desinfección fácil
- Utilizable con guantes

Canal de manguito

- Rango de presión: 80 - 500 mmHg
- Tiempo de alarma: 15 - 120 minutos

Carcasa

- Con asa integrado
- Material muy robusto
- Superficie permite una limpieza y desinfección fácil

Configuraciones

- Ajustes personalizados de los valores predefinidos en la presión y tiempo
- Mantenimiento fácil (calibración, prueba de fugas, autocomprobación)


Canal de irrigación (TT15)

- Rango de presión: 50 - 300 mmHg

Características


Botones de selección rápida

- Permite cambiar la presión o el tiempo con solo dos toques
- No requiere presionar flechas o botones de confirmación
- Facilita inmediatamente los cambios de presión durante la intervención quirúrgica



Tiempo de alarma

- Monitoreo preciso del tiempo durante la intervención
- Advertencia para el usuario cuando se alcanza el tiempo de alarma establecido
- Extensión del tiempo de alarma por 10, 20 o 30 minutos



TT20

Anestesia regional intravenosa (ARIV)

- Bloqueo de seguridad para reducir el riesgo de un desinflado accidental y evitar la pérdida brusca del ARIV



TT15

Conexión canal de irrigación

- Canal de irrigación con conector dedicado para las bolsas de infusión a presión y evitar así una conexión errónea con los manguitos torniquetes
- La presión es monitoreada y ajustada constantemente, para la compensación de la pérdida de presión causada por el vaciado de las bolsas



Informaciones de pedido

Tourniquet Touch® TT20 / Con tubo de conexión espiral de 3.0 m (azul y rojo), 100 - 240 VAC, altura 186 mm, anchura 263 mm, profundidad 226 mm, 4,5 kg

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 01-20-000 | 1 |

Tourniquet Touch® TT15 / Con tubo de conexión espiral de 3.0 m (azul y negro), 100 - 240 VAC, altura 186 mm, anchura 263 mm, profundidad 226 mm, 4,5 kg

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 01-15-000 | 1 |

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo



Flyer Sistemas de Torniquetes

Accesorios para Tourniquet Touch®

Características



Asa

- Fácil de maniobrar

Enganche para cable

- Para colgar el cable durante el transporte

Enganche para tubo de conexión

- Para colgar los tubos de conexión durante al transporte

Cesta

- Suficiente espacio para almacenar
- Posibilidad de poner una segunda cesta

Conducto de cable

- En el interior de la columna, descarga de tracción y para conducción del cable

Informaciones de pedido

Soporte móvil con cesta / 4 ruedas con freno (2 ruedas con descarga electrostática), altura 939 mm, anchura 400 mm, profundidad 400 mm, 8.2 kg

Cesta / Cesta con capacidad de carga de 2 kg altura 185 mm, anchura 377 mm, profundidad 196 mm, 0.73 kg

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 01-00-100 | 1 |

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 01-00-110 | 1 |

Repuestos para Tourniquet Touch®



Informaciones de pedido

Tubo de conexión espiral /

| Color | Aparato | Longitud estirada 3.0m | Longitud estirada 6.0m | Cant. / Box |
|-------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Rojo | TT20 | REF 20-20-742 | REF 01-00-520 | 1 |
| Azul | TT20 / TT15 | REF 20-20-744 | REF 01-00-510 | 1 |
| Negro | TT15 | REF 20-20-740 | REF 01-00-530 | 1 |

Tubo de conexión liso /

| Color | Aparato | Longitud 4.5 m | Cant. / Box |
|-------|-------------|----------------|-------------|
| Rojo | TT20 | REF 20-20-942 | 1 |
| Azul | TT20 / TT15 | REF 20-20-944 | 1 |

Informaciones de pedido

Garra / Con placa de sujeción para riel normalizado horizontal

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 01-00-200 | 1 |



Garra / Con placa de sujeción para perfil redondo vertical

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 01-00-300 | 1 |



/ Torniquete manual

Pera de inflado con manómetro para uso autónomo sin conexión de energía y aire comprimido

Los torniquetes manuales son torniquetes que operan de forma manual. Regulan la presión de un manguito de torniquete que ocluye temporalmente el flujo sanguíneo de la extremidad superior o inferior de un paciente para crear un campo quirúrgico libre de sangre.



Informaciones de pedido

Torniquete manual / Pera de inflado con manómetro, rango de presión hasta 600 mmHg

| Con tubo de conexión espiral azul y conector de bloqueo positivo | Con tubo de conexión espiral rojo y conector de bloqueo positivo | Cant. / Box |
|--|--|-------------|
|--|--|-------------|

REF 20-18-601

REF 20-18-602

1

Informaciones adicionales



Flyer Sistemas de Torniquetes

Tourniquet Dispo Cuff

Manguito, de un solo uso



Características

El Tourniquet Dispo Cuff es un manguito para torniquetes, de un solo uso, estéril y diseñado para el uso especial en intervenciones contaminadas, para prevenir así contra las infecciones intrahospitalarias. El manguito está disponible en forma recta (para extremidades superiores pequeñas o medianas), en forma cónica (principalmente para extremidades inferiores cónicas) y en diferentes tamaños con un código de color, para la selección óptima del manguito.

Diseño manguito

- Perfil plano y liviano
- Cierre adhesivo grande para una fijación segura del manguito
- Código de colores para facilitar la selección del tamaño y del manguito
- Tubo hecho de silicona, resistente a torceduras
- Forma cónica y recta
- Libre de PVC

Embalaje

- En una caja dispensadora (4)
- Embalaje plano ahorra espacio

Forma recta

- Diseño cilíndrico
- No hay diferencia de diámetro entre el borde distal y el proximal

Forma cónica

- Diseño cónico con un diámetro distal más pequeño que el proximal durante el uso
- Bloquea el flujo de sangre a una presión más baja a través de un ajuste mejorado a la extremidad
- La placa de plástico integrada evita el deslizamiento del manguito

Conexión

- Manguito simple y manguito doble con una conexión (1+2)
- Manguito simple con dos conexiones para el uso con torniquetes con doble conexión (3)

Manguito doble para la anestesia regional intravenosa (ARIV)

- Manguito doble con dos cámaras inflables individualmente (2)

Informaciones de pedido

Tourniquet Dispo Cuff / Manguito simple, de un solo uso, estéril

| Longitud | Anchura | Color | Una conexión | Dos conexiones | Cant. / Box |
|----------|---------|-------|---------------------|---------------------|-------------|
| 20 cm | 5 cm | - | REF 20-34-700SLZ-1 | REF 20-36-700SLZ-1 | 10 |
| 30 cm | 6 cm | ■ | REF 20-34-710SLZ-1 | REF 20-36-710SLZ-1 | 10 |
| 35 cm | 8 cm | ■ | REF 20-34-711SLZ-1 | REF 20-36-711SLZ-1 | 10 |
| 46 cm | 10 cm | ■ | REF 20-34-712SLZ-1 | REF 20-36-712SLZ-1 | 10 |
| 46 cm | 12 cm | ■ | REF 20-34-715SLZ-1* | REF 20-36-715SLZ-1* | 10 |
| 61 cm | 12 cm | ■ | REF 20-34-722SLZ-1* | REF 20-36-722SLZ-1* | 10 |
| 76 cm | 12 cm | ■ | REF 20-34-727SLZ-1* | REF 20-36-727SLZ-1* | 10 |
| 86 cm | 12 cm | ■ | REF 20-34-728SLZ-1* | REF 20-36-728SLZ-1* | 10 |
| 107 cm | 12 cm | ■ | REF 20-34-729SLZ-1* | REF 20-36-729SLZ-1* | 10 |

Tourniquet Dispo Cuff / Manguito doble, de un solo uso, estéril

| Longitud | Anchura | Color | REF | Cant. / Box |
|----------|---------|-------|----------------|-------------|
| 30 cm | 12 cm | ■ | 20-30-710SLZ-1 | 10 |
| 46 cm | 15 cm | ■ | 20-30-712SLZ-1 | 10 |
| 61 cm | 15 cm | ■ | 20-30-722SLZ-1 | 10 |

*Forma cónica

Tubo de prolongación / De un solo uso, estéril

| Longitud | REF | Cant. / Box |
|----------|-------------|-------------|
| 100 cm | 20-39-100-1 | 5 |

Informaciones adicionales



Aplicación en el brazo



Aplicación en la pierna



Folleto



Flyer Sistemas de Torniquetes

Tourniquet Wipe Cuff

Manguito, reutilizable mediante desinfección manual con toallitas



Características

El Tourniquet Wipe Cuff es un manguito reutilizable hecho de material altamente resistente y adecuado para la reutilización después de la desinfección. El manguito está disponible en forma recta (para extremidades superiores pequeñas o medianas), en forma cónica (principalmente para extremidades inferiores cónicas) y en diferentes tamaños con un código de color, para la selección óptima del manguito.

Diseño manguito

- Perfil plano y liviano
- Cierre adhesivo grande para una fijación segura del manguito
- Código de colores para facilitar la selección del tamaño y del manguito
- Tubo hecho de silicona, resistente a torceduras
- Forma cónica y recta
- Libre de PVC

Características especiales

- El material interior especial se seca rápidamente después de limpiarlo con desinfectante y permite reutilizar el producto en el momento oportuno
- Código UDI para la trazabilidad del producto
- Número de serie para el seguimiento de las aplicaciones
- Reprocesable hasta 100 veces (por desinfección)

Forma recta

- Diseño cilíndrico
- No hay diferencia de diámetro entre el borde distal y el proximal

Forma cónica

- Diseño cónico con un diámetro distal más pequeño que el proximal durante el uso
- Bloquea el flujo de sangre a una presión más baja a través de un ajuste mejorado a la extremidad
- La placa de plástico integrada evita el deslizamiento del manguito

Manguito doble para la anestesia regional intravenosa (ARIV)

- Manguito doble con dos cámaras inflables individualmente

Informaciones de pedido

Tourniquet Wipe Cuff / Manguito simple, reutilizable

| Longitud | Anchura | Color | REF | Cant. / Box |
|----------|---------|-------|------------|-------------|
| 20 cm | 7 cm | □ | 20-75-700 | 1 |
| 30 cm | 8 cm | ■ | 20-75-710 | 1 |
| 35 cm | 8 cm | ■ | 20-75-711 | 1 |
| 46 cm | 10 cm | ■ | 20-75-712 | 1 |
| 46 cm | 12 cm | ■ | 20-75-715* | 1 |
| 61 cm | 12 cm | ■ | 20-75-722* | 1 |
| 76 cm | 12 cm | ■ | 20-75-727* | 1 |
| 86 cm | 12 cm | ■ | 20-75-728* | 1 |
| 107 cm | 12 cm | ■ | 20-75-729* | 1 |

Tourniquet Wipe Cuff / Manguito doble, reutilizable

| Longitud | Anchura | Color | REF | Cant. / Box |
|----------|---------|-------|-----------|-------------|
| 30 cm | 12 cm | ■ | 20-77-710 | 1 |
| 46 cm | 15 cm | ■ | 20-77-712 | 1 |
| 61 cm | 15 cm | ■ | 20-77-722 | 1 |

*Forma cónica

Informaciones adicionales



Aplicación en el brazo



Aplicación en la pierna



Folleto



Flyer Sistemas de Torniquetes

Tourniquet Silicone Cuff

Manguito, reutilizable mediante reprocesamiento automático



Características

El Tourniquet Silicone Cuff es un manguito de torniquete reutilizable fabricado con material duradero y resistente y apto para un uso repetido tras su esterilización en autoclave de vapor a una temperatura de 134°C durante 5 minutos. El manguito está disponible en forma recta (para extremidades superiores pequeñas o medianas), en forma cónica (principalmente para extremidades inferiores cónicas) y en diferentes tamaños con un código de color, para la selección óptima del manguito.

Diseño manguito

- Cierre adhesivo grande para una fijación segura del manguito
- Código de colores para facilitar la selección del tamaño y del manguito
- Tubo hecho de silicona, resistente a torceduras
- Conector de metal con tapón de cierre
- Forma cónica y recta
- Libre de PVC

Características especiales

- Cámara de silicona, fácil de limpiar - fácil de secar
- Código UDI para la trazabilidad del producto
- Número de serie para el seguimiento de las aplicaciones
- Reprocesable hasta 50 veces (esterilización a vapor)

Forma recta

- Diseño cilíndrico
- No hay diferencia de diámetro entre el borde distal y el proximal

Forma cónica

- Diseño cónico con un diámetro distal más pequeño que el proximal durante el uso
- Bloquea el flujo de sangre a una presión más baja a través de un ajuste mejorado a la extremidad
- Diseño especial de la cámara (patrón ondulado) para evitar un desplazamiento del manguito

Manguito doble para la anestesia regional intravenosa (ARIV)

- Manguito doble con dos cámaras inflables individualmente

Informaciones de pedido

Tourniquet Silicone Cuff / Manguito simple, reutilizable, autoclavable

| Longitud | Anchura | Color | REF | Cant. / Box |
|----------|---------|-------|------------|-------------|
| 20 cm | 2.5 cm | - | 20-64-700 | 1 |
| 30 cm | 4.5 cm | ■ | 20-64-710 | 1 |
| 35 cm | 7 cm | ■ | 20-64-611 | 1 |
| 46 cm | 8.5 cm | ■ | 20-64-612 | 1 |
| 46 cm | 11 cm | ■ | 20-64-512* | 1 |
| 61 cm | 11 cm | ■ | 20-64-522* | 1 |
| 76 cm | 11 cm | ■ | 20-64-527* | 1 |
| 86 cm | 11 cm | ■ | 20-64-528* | 1 |

Tourniquet Silicone Cuff / Manguito doble, reutilizable, autoclavable

| Longitud | Anchura | Color | REF | Cant. / Box |
|----------|---------|-------|-----------|-------------|
| 30 cm | 8 cm | ■ | 20-60-710 | 1 |
| 46 cm | 12.5 cm | ■ | 20-60-712 | 1 |
| 61 cm | 12.5 cm | ■ | 20-60-722 | 1 |

*Forma cónica

Tapón / Para Torniquet Silicone Cuff, reutilizable

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 22-60-111 | 5 |

Informaciones adicionales



Aplicación en el brazo



Aplicación en la pierna



Folleto



Flyer Sistemas de Torniquetes

Cinta métrica


Para la selección de los manguitos torniquetes de VBM

- La codificación de colores facilita la selección de los tamaños

Informaciones de pedido

Cinta métrica / De un solo uso

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 20-95-222 | 50 |



Tourniquet Sleeve


Para la protección del paciente

- Protege la piel por debajo del manguito
- Reduce arrugamientos, pillarse la piel y fuerza cortante sobre los tejidos blandos

Informaciones de pedido

Tourniquet Sleeve / De un solo uso

| Extremidad | Color | Embalaje limpio | Embalaje estéril | Cant. / Box |
|------------|-------|-----------------|------------------|-------------|
| 13-18 cm | □ | REF 23-00-700 | REF 23-00-700-1 | 10 |
| 18-27 cm | ■ | REF 23-00-710 | REF 23-00-710-1 | 10 |
| 25-32 cm | ■ | REF 23-00-711 | REF 23-00-711-1 | 10 |
| 32-43 cm | ■ | REF 23-00-712 | REF 23-00-712-1 | 10 |
| 43-57 cm | ■ | REF 23-00-722 | REF 23-00-722-1 | 10 |
| 57-69 cm | ■ | REF 23-00-727 | REF 23-00-727-1 | 10 |
| 69-79 cm | ■ | REF 23-00-728 | REF 23-00-728-1 | 10 |
| 79-100 cm | ■ | REF 23-00-729 | REF 23-00-729-1 | 10 |



Tourniquet Drape


Para la protección del paciente

- Aísla el manguito del campo estéril
- Protege contra la acumulación de líquidos debajo del manguito y protege al paciente de quemaduras asociadas con la preparación de la piel

Informaciones de pedido

Tourniquet Drape / De un solo uso

| Extremidad | Embalaje limpio | Cant. / Box | Embalaje estéril | Cant. / Box |
|------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| 18-45 cm | REF 24-00-100 | 40 | REF 24-00-100-1 | 10 |
| 40-80 cm | REF 24-00-200 | 40 | REF 24-00-200-1 | 10 |



Cuff Cover


Para la protección del manguito

- Protege el manguito contra suciedad

Informaciones de pedido

Cuff Cover / De un solo uso


| Extremidad | Tamaño | Embalaje limpio | Embalaje estéril | Cant. / Box |
|------------|---------|-----------------|------------------|-------------|
| 18-43 cm | Pequeño | REF 20-11-111 | REF 20-11-111-1 | 50 |
| 40-61 cm | Mediano | REF 20-11-333 | REF 20-11-333-1 | 50 |
| 58-81 cm | Grande | REF 20-11-222 | REF 20-11-222-1 | 50 |



Vendas de Esmarch

Para la exsanguinación

- Disponible en 4 tamaños
- Hecho de goma sintética y libre de talco para evitar posibles reacciones alérgicas
- Superficie con textura para un buen agarre
- Propiedades elásticas para envolver fácil
- Robusto y resistente al desgarro



Informaciones de pedido

Venda de Esmarch / De un solo uso, embalaje estéril, color: azul claro

| Anchura | Longitud | REF | Cant. / Box |
|---------|----------|-------------|-------------|
| 6 cm | 365 cm | 20-21-060-1 | 10 |
| 8 cm | 365 cm | 20-21-080-1 | 10 |
| 10 cm | 365 cm | 20-21-100-1 | 10 |
| 15 cm | 365 cm | 20-21-150-1 | 10 |

Venda de Esmarch / Reutilizable, autoclavable, color: azul marino

| Anchura | Longitud | REF | Cant. / Box |
|---------|----------|-----------|-------------|
| 6 cm | 500 cm | 20-20-060 | 5 |
| 8 cm | 500 cm | 20-20-080 | 5 |
| 10 cm | 500 cm | 20-20-100 | 5 |
| 15 cm | 500 cm | 20-20-150 | 5 |



Manguito Roll-On


Para la exsanguinación

- Facilita una exsanguinación fácil y rápida en pocos segundos
- Sistema de exsanguinación inflable
- 100% silicona de grado médico
- Método rápido y eficaz
- Gama completa con diferentes tamaños disponibles

Informaciones de pedido

Manguito Roll-On / Reutilizable

| Tamaño | Extremidad | Color | REF | Cant. / Box |
|--------|------------|-------|-----------|-------------|
| 2 | 26 - 33 cm | ■ | 21-95-712 | 1 |
| 3 | 31 - 40 cm | ■ | 21-95-719 | 1 |
| 4 | 38 - 49 cm | ■ | 21-95-722 | 1 |
| 5 | 47 - 60 cm | ■ | 21-95-727 | 1 |
| 6 | 58 - 70 cm | ■ | 21-95-729 | 1 |



Accesorios para manguito Roll-On

Informaciones de pedido



Pera de inflado para manguito Roll-On / Manómetro 200 mmHg, tubo de conexión 100 cm con conector de bloqueo positivo y aguja

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 21-95-300 | 1 |



Cinta métrica para manguito de Roll-On / La codificación de colores facilitad la selección del tamaño correcto

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 21-95-111 | 10 |



Tubo de conexión para pera de inflado para manguito Roll-On / Con conector de bloqueo positivo y aguja, 100 cm

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 21-95-302 | 1 |



Cuña de freno para manguito Roll-On / Reutilizable

| Tamaño | REF | Cant. / Box |
|---------|-----------|-------------|
| Pequeño | 21-95-200 | 1 |
| Grande | 21-95-201 | 1 |

Classic Infusor

Bolsas de infusión a presión, reutilizable



Versión de 500 ml y de 1000 ml

Con doble gancho, permite la fijación de diferentes formas de las bolsas de suero.

- Administración rápida de una solución de infusión para compensar las deficiencias de fluidos/volumen
- Control de la presión y el lavado del sistema de tubos durante la medición invasiva de la presión arterial
- Transfusión

Versión 3000 / 5000 ml

Con cremallera, permite la inserción de diferentes formas de las bolsas de suero.

- Administra grandes cantidades de líquido para la irrigación del campo quirúrgico

El material de poliamida del Classic Infusor permite una fácil limpieza y desinfección. El material de malla transparente proporciona una visión clara de la bolsa de suero y el nivel del contenido.

Con código UDI para la trazabilidad del producto.



Características




Pera de inflado con llave de tres vías

- Pera de inflado ergonómica
- Llave de tres vías para el desinflado rápido a la hora de cambiar la bolsa de suero



Manómetro

- Rango de presión de 0 - 300 mmHg en intervalos de 10 mmHg
- Robusto y resistente para un control preciso de la presión



Indicador de presión con código de color

- Indicador de presión con 360° de visión facilita el control de la presión
- Válvula de sobrepresión para evitar una presión excesiva

Informaciones de pedido

Classic Infusor / Reutilizable

| Versión | 500 ml | 1000 ml | 3000 / 5000 ml | Cant. / Box |
|--|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Con pera de inflado, llave de tres vías y indicador de presión con código de color | REF 58-02-050 | REF 58-02-100 | - | 1 |
| Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro | REF 58-08-050 | REF 58-08-100 | REF 58-08-300 | 1 |
| Con conexión Luer Lock | - | - | REF 58-01-300 | 1 |

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo



Folleto



Flyer Sistemas de Torniquetes

Clear Infusor

Bolsas de infusión a presión, reutilizable



Versión de 500 ml y de 1000 ml

- Administración rápida de una solución de infusión para compensar las deficiencias de fluidos/volumen
- Control de la presión y el lavado del sistema de tubos durante la medición invasiva de la presión arterial
- Transfusión

Versión 3000 ml

- Administra grandes cantidades de líquido para la irrigación del campo quirúrgico

El diseño único permite la fijación de las bolsas de suero comunes y una distribución uniforme de la presión. La superficie lisa del material de PU hace que el Clear Infusor sea fácil de limpiar y desinfectar. El material transparente proporciona una visión clara de 360° de la bolsa de suero, así como el nivel del contenido. Con código UDI para la trazabilidad del producto.



Características




Pera de inflado con llave de tres vías

- Pera de inflado ergonómica
- Llave de tres vías para el desinflado rápido a la hora de cambiar la bolsa de suero



Manómetro

- Rango de presión de 0-300 mmHg en intervalos de 10 mmHg
- Robusto y resistente para un control preciso de la presión



Indicador de presión con código de color

- Indicador de presión con 360° de visión facilita el control de la presión
- Válvula de sobrepresión para evitar una presión excesiva

Informaciones de pedido

Clear Infusor / Reutilizable

| Versión | 500 ml | 1000 ml | 3000 ml | Cant. / Box |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Con pera de inflado, llave de tres vías y indicador de presión con código de color | REF 57-02-050 | REF 57-02-100 | - | 1 |
| Con pera de inflado, llave de tres vías y manómetro | REF 57-08-050 | REF 57-08-100 | REF 57-08-300 | 1 |
| Con conexión Luer Lock | - | - | REF 57-01-300 | 1 |

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo



Folleto



Flyer Sistemas de Torniquetes

/ Dispo Infusor

Bolsas de infusión a presión, para el uso en un solo paciente



Versión de 500 ml y de 1000 ml

Con cinta de gancho, para la fijación ajustable de las diferentes bolsas de suero.

- Administración rápida de una solución de infusión para compensar las deficiencias de fluidos/volumen
- Control de la presión y el lavado del sistema de tubos durante la medición invasiva de la presión arterial
- Transfusión

Versión 3000 ml

Con gancho, para la fijación ajustable de las diferentes bolsas de suero.

- Administra grandes cantidades de líquido para la irrigación del campo quirúrgico

El material de malla transparente proporciona una visión clara de la bolsa de suero y el nivel del contenido.




Características



Pera de inflado con llave de tres vías

- Pera de inflado ergonómica
- Llave de tres vías para el desinflado rápido a la hora de cambiar la bolsa de suero



Indicador de presión con código de color

- Indicador de presión con 360° de visión facilita el control de la presión
- Válvula de sobrepresión para evitar una presión excesiva

Informaciones de pedido

Dispo Infusor / Para el uso en un solo paciente

| Versión | 500 ml | 1000 ml | 3000 ml | Cant. / Box |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Con pera de inflado, llave de tres vías y indicador de presión con código de color | REF 56-02-050 | REF 56-02-100 | REF 56-02-300 | 5 |
| Con conexión Luer Lock | - | - | REF 56-01-300 | 5 |

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo



Folleto



Flyer Sistemas de Torniquetes

/ Accesorios para bolsas de infusión a presión

Informaciones de pedido

Pera de inflado / Reutilizable

| Con indicador de presión codificado y llave de tres vías | Con llave de tres vías | Cant. / Box |
|--|------------------------|-------------|
| REF 51-02-666 | REF 51-03-666 | 1 |



Manómetro 300 mmHg / Presión comprobada, para la fijación a las bolsas de infusión a presión, reutilizable

| REF | Cant. / Box |
|-----------|-------------|
| 20-17-301 | 1 |



| | | | |
|--|---------|---|-------|
| A | | T | |
| Accesorios para bolsas de infusión a presión | 16 | Tapón para Tourniquet Silicone Cuff | 10 |
| Accesorios para manguito Roll-On | 12 | Torniquete manual | 7 |
| Accesorios para Tourniquet Touch® | 6 | Torniquetes eléctricos | 4 - 6 |
| Artículos de consumo para manguitos torniquetes | 11 - 12 | Tourniquet Dispo Cuff | 8 |
| B | | Tourniquet Drape | 11 |
| Bolsas de infusión a presión | 13 - 15 | Tourniquet Silicone Cuff | 10 |
| C | | Tourniquet Sleeve | 11 |
| Cesta para Tourniquet Touch® | 6 | Tourniquet Touch® TT15 | 5 |
| Cinta métrica para manguito de Roll-On | 12 | Tourniquet Touch® TT20 | 5 |
| Cinta métrica para manguitos torniquetes de VBM | 11 | Tourniquet Wipe Cuff | 9 |
| Classic Infusor | 13 | tubo de conexión espiral para Tourniquet Touch® | 6 |
| Clear Infusor | 14 | tubo de conexión liso para Tourniquet Touch® | 6 |
| Cuff Cover | 11 | tubo de conexión para pera de inflado para manguito Roll-On | 12 |
| Cuña de freno para manguito Roll-On | 12 | tubo de prolongación para Tourniquet Dispo Cuff | 8 |
| D | | tubos de conexión para Tourniquet Touch® | 6 |
| Dispo Infusor | 15 | V | |
| G | | Vendas de Esmarch | 12 |
| Garra para Tourniquet Touch® | 6 | | |
| I | | | |
| Infusión a presión | 13 - 16 | | |
| M | | | |
| Manguito Roll-On | 12 | | |
| Manguitos para torniquetes | 8 - 10 | | |
| Manómetro 300 mmHg para bolsas de infusión a presión | 16 | | |
| P | | | |
| Pera de inflado para bolsas de infusión a presión | 16 | | |
| Pera de inflado para manguito Roll-On | 12 | | |
| R | | | |
| Repuestos para Tourniquet Touch® | 6 | | |
| S | | | |
| Soporte móvil con cesta para Tourniquet Touch® | 6 | | |

Como proveedor llave en mano, VBM ofrece
toda la gama de accesorios en torno a los torniquetes



Un ventanilla de compra única



VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1
72172 Sulz a. N.
Germany
Tel.: +49 7454 9596-0
Fax: +49 7454 9596-33
e-mail: sales@vbm-medical.de
www.vbm-medical.de

Más catálogos, prospectos, folletos y videos de aplicación encontrarán en nuestra mediateca en nuestra página web.

Síguenos en redes sociales:

