

Forma recta y cónica

Embalaje que ahorra espacio

Perfil plano



Tourniquet Dispo Cuff

Manguito, de un solo uso

Tourniquet Dispo Cuff

El Tourniquet Dispo Cuff es un manguito para torniquetes, de un solo uso, estéril y diseñado para el uso especial en intervenciones contaminadas, para prevenir así contra las infecciones intrahospitalarias. El manguito está disponible en forma recta (para extremidades superiores pequeñas o medianas), en forma cónica (principalmente para extremidades inferiores cónicas) y en diferentes tamaños con un código de color, para la selección óptima del manguito.

Características




Diseño manguito

- Perfil plano y liviano
- Cierre adhesivo grande para una fijación segura del manguito
- Código de colores para facilitar la selección del tamaño y del manguito
- Tubo hecho de silicona, resistente a torceduras
- Forma cónica y recta
- Libre de PVC



Embalaje

- En una caja dispensadora
- Embalaje plano ahorra espacio



Forma recta

- Diseño cilíndrico
- No hay diferencia de diámetro entre el borde distal y el proximal



Forma cónica

- Diseño cónico con un diámetro distal más pequeño que el proximal durante el uso
- Bloquea el flujo de sangre a una presión más baja a través de un ajuste mejorado a la extremidad
- La placa de plástico integrada evita el deslizamiento del manguito



Conexión

- Manguito simple y manguito doble con una conexión
- Manguito simple con dos conexiones para el uso con torniquetes con doble conexión



Manguito doble para la anestesia regional intravenosa (ARIV)

- Manguito doble con dos cámaras inflables individualmente

Informaciones de pedido

Tourniquet Dispo Cuff / Manguito simple, de un solo uso, estéril

Longitud	Anchura	Color	Una conexión	Dos conexiones	Box
20 cm	5 cm	-	REF 20-34-700SLZ-1	REF 20-36-700SLZ-1	10
30 cm	6 cm	■	REF 20-34-710SLZ-1	REF 20-36-710SLZ-1	10
35 cm	8 cm	■	REF 20-34-711SLZ-1	REF 20-36-711SLZ-1	10
46 cm	10 cm	■	REF 20-34-712SLZ-1	REF 20-36-712SLZ-1	10
46 cm	12 cm	■	REF 20-34-715SLZ-1*	REF 20-36-715SLZ-1*	10
61 cm	12 cm	■	REF 20-34-722SLZ-1*	REF 20-36-722SLZ-1*	10
76 cm	12 cm	■	REF 20-34-727SLZ-1*	REF 20-36-727SLZ-1*	10
86 cm	12 cm	■	REF 20-34-728SLZ-1*	REF 20-36-728SLZ-1*	10
107 cm	12 cm	■	REF 20-34-729SLZ-1*	REF 20-36-729SLZ-1*	10

Tourniquet Dispo Cuff / Manguito doble, de un solo uso, estéril

Longitud	Anchura	Color	REF	Box
30 cm	12 cm	■	20-30-710SLZ-1	10
46 cm	15 cm	■	20-30-712SLZ-1	10
61 cm	15 cm	■	20-30-722SLZ-1	10

*Forma cónica

Tubo de prolongación / De un solo uso, estéril

Longitud	REF	Box
100 cm	20-39-100-1	5

Los productos médicos en este material publicitario son fabricados sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario. Los productos médicos en este material publicitario no contienen ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.