


Disponible en 4 tamaños

Versiones autoclavable y de un solo uso estéril

Libre de talco



Vendas de Esmarch

Para la exsanguinación de las extremidades superiores e inferiores

Vendas de Esmarch

Antes de inflar el manguito de torniquete, la exsanguinación de la extremidad permite un campo relativamente libre de sangre, durante las intervenciones quirúrgicas. Las vendas están disponibles en 4 tamaños diferentes para asegurar una envoltura fácil según las diferentes demandas de los pacientes.

Características



Material

- Superficie con textura para un buen agarre
- Propiedades elásticas para fácil envolver
- Robusto y resistente al desgarro
- Hecho de goma sintética y libre de talco para evitar posibles reacciones alérgicas

Informaciones de pedido

Venda de Esmarch / De un solo uso, embalaje estéril, color: azul claro

Anchura	Longitud	REF	Box
6 cm	365 cm	20-21-060-1	10
8 cm	365 cm	20-21-080-1	10
10 cm	365 cm	20-21-100-1	10
15 cm	365 cm	20-21-150-1	10

Venda de Esmarch / Reutilizable, autoclavable, color: azul marino

Anchura	Longitud	REF	Box
6 cm	500 cm	20-20-060	5
8 cm	500 cm	20-20-080	5
10 cm	500 cm	20-20-100	5
15 cm	500 cm	20-20-150	5

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.
Este producto no contiene ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.