


Disponible en 4 tailles

Versions autoclavable et usage unique

Sans poudre, ni talc



## Bandes d'Esmarch

Pour l'exsanguination des extrémités supérieurs et inférieurs

# / Bandes d'Esmarch

L'exsanguination d'une extrémité avant le gonflage du brassard de garrot facilite l'obtention d'un champ relativement exsangue pendant les interventions chirurgicales. Les bandes d'Esmarch sont disponibles en 4 tailles pour répondre aux différentes exigences liées au patient.

## Caractéristiques



## Matériau

- Surface crantée permettant une bonne accroche
- Propriétés élastiques pour faciliter la pose
- Robuste et résistante au déchirement
- Fabriquée en caoutchouc synthétique, sans poudre, ni talc afin de prévenir les réactions allergiques

## Informations pour commander

**Bande d'Esmarch / Usage unique, emballage stérile, couleur : bleu clair**

Largeur	Longueur	REF	Box
6 cm	365 cm	20-21-060-1	10
8 cm	365 cm	20-21-080-1	10
10 cm	365 cm	20-21-100-1	10
15 cm	365 cm	20-21-150-1	10

**Bande d'Esmarch / Réutilisable, autoclavable, couleur : bleu foncé**

Largeur	Longueur	REF	Box
6 cm	500 cm	20-20-060	5
8 cm	500 cm	20-20-080	5
10 cm	500 cm	20-20-100	5
15 cm	500 cm	20-20-150	5

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.

Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.