

Kit de coniotomie percutanée

Préassemblé, immédiatement  
prêt à l'emploi




## Quicktrach I

Kit pour la coniotomie percutanée selon la technique du cathéter-sur-aiguille

# Quicktrach I

Quicktrach I est un kit de coniotomie percutanée selon la technique du cathéter-sur-aiguille, pour sécuriser les voies aériennes dans une situation CICO (Cannot Intubate - Cannot Oxygenate) en cas d'obstruction des voies aériennes supérieures. Le kit stérile est préassemblé et disponible en emballage blister ou en tube plastique.

## Caractéristiques



Emballage blister



Tube plastique, idéal pour les sacs d'urgence.  
Dimension : 23 cm (L), Ø 5 cm

## Informations pour commander

**Quicktrach I /** Sous emballage blister, usage unique, stérile

Patient	Canule	REF	Box
Enfant	D.I. 2.0 mm	30-04-002-1	1
Adulte	D.I. 4.0 mm	30-04-004-1	1

**Quicktrach I /** En tube plastique, usage unique, stérile

Patient	Canule	REF	Box
Enfant	D.I. 2.0 mm	30-04-902-1	1
Adulte	D.I. 4.0 mm	30-04-904-1	1

## Références

(1) X. Onrubia et al., « Front of neck access to the airway: A narrative review, » Trends in Anaesthesia and Critical Care, vol. 22, pp. 45-55, 2018.

## Information supplémentaire



Vidéos d'application



Flyer coniotomie



Bibliographie commentée

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.

Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.