

# VBM

Robuste et durable

Code UDI

Sans latex



## Classic Infusor

Manchette à pression, réutilisable

# Classic Infusor

## Version 500 ml et 1000 ml

Avec double crochet, pour la fixation de différentes configurations de poches de fluide.

- Administration rapide d'une solution de perfusion pour compenser un déficit en liquide/volume
- Contrôle de la pression et rinçage du système de tubulure pendant la surveillance invasive de la pression artérielle
- Transfusion

## Version 3000 / 5000 ml

Avec fermeture éclair, permet l'insertion de différentes configurations de poches de fluide.

- Administration de grands volumes de fluide pour l'irrigation du champ opératoire

Le matériau polyamide de la manchette à pression Classic permet un nettoyage et une désinfection faciles. Filet transparent pour une vue claire sur la poche de fluide et son niveau. Avec code UDI pour la traçabilité du dispositif.

### Caractéristiques



#### Poire de gonflage avec robinet à trois voies

- Poire ergonomique pour le gonflage manuel
- Robinet d'arrêt à trois voies pour un dégonflage rapide lors du changement de la poche de fluide



#### Manomètre

- Plage de pression de 0 à 300 mmHg par graduation de 10 mmHg
- Robuste et durable pour une surveillance précise de la pression



#### Indicateur de pression avec code couleur

- L'indicateur de pression à 360° facilite le contrôle de la pression
- Soupape de surpression pour éviter le surgonflage



### Informations pour commander

#### Classic Infusor / Réutilisable

Version	500 ml	1000 ml	3000 / 5000 ml	Box
Avec poire de gonflage, robinet à trois voies et indicateur de pression à code couleur	REF 58-02-050	REF 58-02-100	-	1
Avec poire de gonflage, robinet à trois voies et manomètre	REF 58-08-050	REF 58-08-100	REF 58-08-300	1
Avec connexion Luer Lock	-	-	REF 58-01-300	1

### Information supplémentaire



Vidéo d'application

Ce dispositif est fabriqué sans utiliser de latex de caoutchouc naturel, sauf indication contraire.  
Ce dispositif ne contient aucun phtalate qui nécessite un étiquetage au titre du règlement CLP (CE) 1272/2008.