

Reduziert Kontaminationsrisiko

Latexfrei



Dispo Infusor

Druckinfusionsmanschette, zum Einpatientengebrauch

/ Dispo Infusor

500 ml und 1000 ml Version

Mit Hakenband, zur einstellbaren Fixierung unterschiedlicher Passformen von Flüssigkeitsbeutel.

- Schnelle Verabreichung einer Infusionslösung zum Ausgleich von Flüssigkeits-/Volumenmangel
- Drucküberwachung und Spülung des Schlauchsystems bei invasiver, arterieller Blutdruckmessung
- Transfusion

3000 ml Version

Mit Haken, zur einfachen Fixierung gängiger Flüssigkeitsbeutel.

- Verabreichung großer Flüssigkeitsmengen zur Spülung des Operationsfeldes


Transparentes Netzmaterial bietet eine klare Sicht auf Flüssigkeitsbeutel und Flüssigkeitsstand.

Eigenschaften



Handgebläse mit Dreivegehahn

- Ergonomisches Handgebläse zum Belüften
- Dreivegehahn zum schnellen Entlüften bei Wechsel des Flüssigkeitsbeutels



Farbkodierte Druckanzeige

- 360° Druckanzeige erleichtert die Drucküberwachung
- Überdruckventil zur Vermeidung von zu hoher Belüftung



Bestellinformation

Dispo Infusor / Zum Einpatientengebrauch

Ausführung	500 ml	1000 ml	3000 ml	Box
Mit Handgebläse, Dreivegehahn und farbkodierter Druckanzeige	REF 56-02-050	REF 56-02-100	REF 56-02-300	5
Mit Luer Lock Anschluss	-	-	REF 56-01-300	5

Zusatzinformation



Anwendungsvideo

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.