

Reduce el riesgo de contaminación

Libre de látex



Dispo Infusor

Bolsas de infusión a presión, para el uso en un solo paciente

/ Dispo Infusor

Versión de 500 ml y de 1000 ml

Con cinta de gancho, para la fijación ajustable de las diferentes bolsas de suero.

- Administración rápida de una solución de infusión para compensar las deficiencias de fluidos/volumen
- Control de la presión y el lavado del sistema de tubos durante la medición invasiva de la presión arterial
- Transfusión

Versión 3000 ml

Con gancho, para la fijación ajustable de las diferentes bolsas de suero.

- Administra grandes cantidades de líquido para la irrigación del campo quirúrgico


El material de malla transparente proporciona una visión clara de la bolsa de suero y el nivel del contenido.

Características



Pera de inflado con llave de tres vías

- Pera de inflado ergonómica
- Llave de tres vías para el desinflado rápido a la hora de cambiar la bolsa de suero



Indicador de presión con código de color

- Indicador de presión con 360° de visión facilita el control de la presión
- Válvula de sobrepresión para evitar una presión excesiva



Informaciones de pedido

Dispo Infusor / Para el uso en un solo paciente

Versión	500 ml	1000 ml	3000 ml	Box
Con pera de inflado, llave de tres vías y indicador de presión con código de color	REF 56-02-050	REF 56-02-100	REF 56-02-300	5
Con conexión Luer Lock	-	-	REF 56-01-300	5

Informaciones adicionales



Vídeo explicativo

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.
Este producto no contiene ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.