

Transparentes Material

UDI-Code

Latexfrei



## Clear Infusor

Druckinfusionsmanschette, wiederverwendbar

# / Clear Infusor

## 500 ml und 1000 ml Version

- Schnelle Verabreichung einer Infusionslösung zum Ausgleich von Flüssigkeits-/Volumenmangel
- Drucküberwachung und Spülung des Schlauchsystems bei invasiver, arterieller Blutdruckmessung
- Transfusion

## 3000 ml Version

- Verabreichung großer Flüssigkeitsmengen zur Spülung des Operationsfeldes

Das Umschlage-Design ermöglicht die Fixierung gängiger Flüssigkeitsbeutel und eine gleichmäßige Druckverteilung. Durch die glatte Oberfläche des PU-Materials kann der Clear Infusor einfach gereinigt und desinfiziert werden. Transparentes Material bietet eine klare 360° Sicht auf Flüssigkeitsbeutel und Flüssigkeitsstand. Mit UDI-Code für die Rückverfolgbarkeit des Produktes.

### Eigenschaften




#### Handgebläse mit Dreivegehahn

- Ergonomisches Handgebläse zum Belüften
- Dreivegehahn zum schnellen Entlüften bei Wechsel des Flüssigkeitsbeutels



#### Manometer

- Druckbereich von 0 - 300 mmHg in 10 mmHg Skalierung
- Robust und langlebig zur präzisen Drucküberwachung



#### Farbkodierte Druckanzeige

- 360° Druckanzeige erleichtert die Drucküberwachung
- Überdruckventil zur Vermeidung von zu hoher Belüftung



### Bestellinformation

#### Clear Infusor / Wiederverwendbar

Ausführung	500 ml	1000 ml	3000 ml	Box
Mit Handgebläse, Dreivegehahn und farbkodierter Druckanzeige	REF 57-02-050	REF 57-02-100	-	1
Mit Handgebläse, Dreivegehahn und Manometer	REF 57-08-050	REF 57-08-100	REF 57-08-300	1
Mit Luer Lock Anschluss	-	-	REF 57-01-300	1

### Zusatzinformation



Anwendungsvideo

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.  
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.