

Wiederverwendbar

Geringe Umweltbelastung

UDI-Code und Seriennummer



Bi-Maske

Nachhaltige und anatomisch geformte Anästhesie-Gesichtsmaske


/ Bi-Mask

Die Bi-Maske ist eine aus Silikon gefertigte Gesichtsmaske mit integriertem Kunststoffrahmen. Dies unterstützt einen komfortablen Griff, da die Maske formbar ist und dennoch Stabilität bietet, ohne zu kollabieren. Durch die anatomische Form sorgt die Bi-Maske für Abdichtung mit minimalem Druck und das ergonomische Design ermöglicht einen optimierten Halt mittels C-Griff. Die Bi-Maske ist in 5 Größen erhältlich und bis zu 100-mal aufbereitbar (134°C autoklavierbar).

Eigenschaften



Lebenszyklusanalyse



Life Cycle Assessment (LCA) - September 2025 based on ISO 14040/14044 standards. Centre for Sustainable Healthcare, Amsterdam UMC

Bestellinformation

Bi-Maske / Wiederverwendbar

Größe	Patient	Anschluss	Farbe	REF	Stk. / Box
2	Kind, klein	22 mm I.D.	■	35-65-222	1
3	Kind, groß	22 mm I.D.	■	35-65-223	1
4	Erwachsener, klein	22 mm I.D.	■	35-65-224	1
5	Erwachsener, mittel	22 mm I.D.	■	35-65-225	1
6	Erwachsener, groß	22 mm I.D.	■	35-65-226	1

Fixationsband / Wiederverwendbar

Patient	REF	Stk. / Box
Kind	35-70-155	10
Erwachsener	35-70-255	10

Fixationsband / Zum Einmalgebrauch

Patient	REF	Stk. / Box
Erwachsener	35-30-255	10

Haltering / Wiederverwendbar

REF	Stk. / Box
88-60-266	10

Dieses Produkt ist hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Dieses Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.