

Reutilizable

Bajo impacto medioambiental

Código UDI y número de serie



Bi-Mask

Mascarilla facial de anestesia, sostenible y con forma anatómica


/ Bi-Mask

La Bi-Mask es una mascarilla facial de silicona con una carcasa de plástico integrada. Esto favorece un agarre cómodo, ya que la mascarilla es maleable, pero proporciona estabilidad sin colapsarse. Gracias a su forma anatómica, la mascarilla Bi-Mask proporciona un sellado con una presión mínima. Su diseño ergonómico permite un agarre optimizado mediante la sujeción en C. La Bi-Mask está disponible en 5 tamaños y reprocesable hasta 100 veces (autoclavable a 134°C).

Características



Evaluación del ciclo de vida



Life Cycle Assessment (LCA) - September 2025 based on ISO 14040/14044 standards. Centre for Sustainable Healthcare, Amsterdam UMC

Informaciones de pedido

Bi-Mask / Reutilizable

Tamaño	Paciente	Conexión	Color	REF	Cant. / Box
2	Niño, pequeño	22 mm D.I.	■	35-65-222	1
3	Niño, grande	22 mm D.I.	■	35-65-223	1
4	Adulto, pequeño	22 mm D.I.	■	35-65-224	1
5	Adulto, mediano	22 mm D.I.	■	35-65-225	1
6	Adulto, grande	22 mm D.I.	■	35-65-226	1

Arnés / Reutilizable

Paciente	REF	Cant. / Box
Niño	35-70-155	10
Adulto	35-70-255	10

Arnés / De solo uso

Paciente	REF	Cant. / Box
Adulto	35-30-255	10

Anillo de fijación / Reutilizable

REF	Cant. / Box
88-60-266	10

Este producto está fabricado sin la utilización de látex de caucho natural, salvo que se especifique lo contrario.
Este producto no contiene ftalatos que requieran una identificación según la regulación CLP (EC) 1272/2008.